

Clear Heat Seal, peelable heat sealing film

Sample Roll, Size (5 m x 115 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0542-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0542/S

31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 80°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle