

Polystyrene Foil Heat Seal

peelable heat sealing foil

Sample Roll, Size (5 m x 115 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0546-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0546/S



31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 110°C, Probenlagerung

Art der Folie: nicht transparent

Eigenschaften: Resealable

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle