

Polystyrene Foil Heat Seal

peelable heat sealing foil
Sheets, Size (125 x 78 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0547 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0547

65,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 110°C, Probenlagerung

Art der Folie: nicht transparent

Eigenschaften: Resealable

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück