


PCR Foil Seal, pierceable adhesive aluminium foil

strong adhesive

Sheets, Size (130 x 80 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0550 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0550

88,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -40°C bis 120°C, PCR

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück