


qPCR Adhesive Seal, optically clear film

pressure activated adhesive

Sheets, Size (140 x 77 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0560 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0560

230,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück