

qPCR Adhesive Seal, optically clear film

pressure activated adhesive

Roll, Size (100 m x 80 mm)



1 Rolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0561 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0561

1.166,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Rolle