

Optically Clear Windowed qPCR Seal

adhesive film with 96 optically clear windows

Sheets, Size (133 x 76 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0565 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0565

144,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Zubehör

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück