

Clear Weld Heat Seal

optically clear heat sealing film
Sample Roll, Size (5 m x 115 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0574-S | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0574/S

31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Lösungsmittelbeständig, Permanent seal

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle