


Clear Weld Heat Seal

optically clear heat sealing film

Sheets, Size (125 x 78 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0575 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0575

94,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Lösungsmittelbeständig, Permanent seal

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück