


Clear Heat Seal, easily pierceable w. autosampler-

needles, thin polyester heat sealing film

Sheets on perforated roll, Size (125 x 78 mm)



1000 Blatt auf perforierter Rolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0581 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0581

424,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 80°C (110°C prLid), PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Eigenschaften: Permanent seal

Folienformat: Blätter, Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1000 Blatt auf perforierter Rolle