


Clear Heat Seal, easily pierceable w. autosampler- needles, thin polyester heat sealing film Roll, Size (500 m x 115 mm)



1 Rolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0582 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0582

995,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 80°C (110°C prLid), PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Eigenschaften: Permanent seal

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Rolle