

DMSO Resistant Peel Heat Seal

solvent resistant heat sealing foil

Sample Roll, Size (5 m x 78 mm)



1 Testrolle



Artikel-Nr.: AS4TI-0585-S | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0585/S

31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 40°C, Probenlagerung

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Lösungsmittelbeständig

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle