

Thermal Bond Heat Seal

heavy duty heat sealing foil
Sheets, Size (125 x 78 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0591 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0591

94,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -200°C bis 110°C, PCR

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Lösungsmittelbeständig

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück