

Thermal Bond Heat Seal

heavy duty heat sealing foil
Roll, Size (300 m x 115 mm)



1 Rolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0592 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0592

1.174,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -200°C bis 110°C, PCR

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Lösungsmittelbeständig

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Rolle