

Thermal Bond Heat Seal

heavy duty heat sealing foil
Sample Roll, Size (5 m x 115 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0592-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0592/S

31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -200°C bis 110°C, PCR

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Lösungsmittelbeständig

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle