

0.08ml Non-coded Locking Tube, 384-format

round well design

uncapped, for septum cap or thermal sealing



Packung à 20 Racks



Artikel-Nr.: AX64-0110211 | Azenta | Herstellernummer: 64-0110211

1.355,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Passend für Rackformat: SBS/384

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Verpackung: Packung à 20 Racks

Volumen: 0.08 ml