

2.0ml Non-coded Tube, 48-format, External Thread

capped with Automation Friendly Screw Cap

capped, gamma irradiated



Packung à 480 Tubes (bulk)



Artikel-Nr.: AX64-7532-GS | **Azenta** | Herstellernummer: 64-7532-GS

215,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 480 Tubes (bulk)

Volumen: 2.0 ml