


TPE Septum Cap, natural, 96-format

on backing mat
for all Internal Thread Tubes



50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)

Artikel-Nr.: AX65-73000 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-73000

322,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Farbe: farblos

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Septum Cap

Verpackung: 50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)