

TPE Septum Cap, blue, 96-format

on backing mat, EtO treated
for all Internal Thread Tubes



50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)

Artikel-Nr.: AX65-73001-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-73001-S

381,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Farbe: blau

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Septum Cap

Verpackung: 50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)