


## TPE Septum Cap, red, 96-format on backing mat for all Internal Thread Tubes



50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)

Artikel-Nr.: AX65-73003 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-73003

**322,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** ohne Codierung

**Farbe:** rot

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Verschluss

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde, Septum Cap

**Verpackung:** 50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)