

TPE Septum Cap, natural, 96-format

Bulk pack
for all Internal Thread Tubes



Packung à 960 Caps (bulk)



Artikel-Nr.: AX65-74000 | **Azenta** | Herstellernummer: 65-74000

61,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Farbe: farblos

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Septum Cap

Verpackung: Packung à 960 Caps (bulk)