

3.8ml Tri-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
HR code, round bottom, capped, gamma irradiated



Packung à 480 Tubes (bulk)



Artikel-Nr.: AX65-7517-GS | **Azenta** | Herstellernummer: 65-7517-GS

985,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 480 Tubes (bulk)

Volumen: 3.8 ml