

Screw Cap, 48-format, External Thread, blue

for 48-format Cryo Tubes



Abbildung ähnlich

Packung à 480 Caps (bulk)

Artikel-Nr.: AX65-7574 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-7574

148,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Farbe: blau

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 480 Caps (bulk)