

1.9ml Tri-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, uncapped



Packung à 480 Tubes (bulk)



Artikel-Nr.: AX65-7640 | **Azenta** | Herstellernummer: 65-7640

556,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 480 Tubes (bulk)

Volumen: 1.9 ml