

1.9ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code

uncapped



Packung à 480 Tubes (bulk)



Artikel-Nr.: AX65-7644 | **Azenta** | Herstellernummer: 65-7644

492,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 480 Tubes (bulk)

Volumen: 1.9 ml