

1.9ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, capped, Gamma irradiated



Packung à 480 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX65-7645-GS | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-7645-GS

575,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 480 Tubes (bulk)

Volumen: 1.9 ml