

1.9ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code

capped



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7647 | **Azenta** | Herstellernummer: 65-7647

712,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 1.9 ml