

1.5ml Tri-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable

Human readable code, uncapped



uncapped

Packung à 480 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX65-7660 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-7660

556,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 480 Tubes (bulk)

Volumen: 1.5 ml