

1.5ml Tri-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable

Human readable code, capped



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7663 | **Azenta** | Herstellernummer: 65-7663



792,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 1.5 ml