

1.5ml Tri-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, capped, Electron Beam treated



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7663-EB | Azenta | Herstellernummer: 65-7663-EB

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Aktionsangebote: Sommeraktion

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 1.5 ml