

## 1.5ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, uncapped



uncapped

Packung à 480 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX65-7664 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-7664

**492,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** 2D-Barcode

**Passend für Rackformat:** SBS/48

**Produktart:** Gefäß ohne Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Verpackung:** Packung à 480 Tubes (bulk)

**Volumen:** 1.5 ml