

1.5ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, uncapped

LowBase rack



uncapped

Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7666-01 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-7666-01

643,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 1.5 ml