

7.6ml Tri-coded Tube, 24-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, uncapped, EtO treated



uncapped

Packung à 240 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX65-9303-S | **Azenta** | Herstellernummer: 65-9303-S

693,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 240 Tubes (bulk)

Volumen: 7.6 ml