

Rack, 48-format, 1 piece rack base for 48-format External Thread Tri-coded Tubes



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-9451 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 65-9451

310,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks