

Rack, 48-format, 2 piece rack base

open bottom for reading on Azenta rack readers
for 3.8 ml External Thread Tri-coded Tubes



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX65-9460 | **Azenta** | Herstellernummer: 65-9460

310,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks