

110µl 2D-coded Locking Tube, 384-format

base: 2D code, Round well design
for septum cap or thermal sealing, uncapped



Packung à 20 Racks



Artikel-Nr.: AX66-0110211 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-0110211

2.805,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/384

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Verpackung: Packung à 20 Racks

Volumen: 0.11 ml