

Cryo Rack 14x14, black, polycarbonate

for 0.3 ml, 0.48 ml Internal Thread Tubes

0.5 ml External Thread Tubes



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-0196-01 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-0196-01

263,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Passend für Rackformat: Cryo Storage Rack

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.3 ml, 0.48 ml