

Cryo Rack 14x14, black, polycarbonate

for 0.8 ml External Thread Tubes



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-0196-02 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-0196-02

263,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Passend für Rackformat: Cryo Storage Rack

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.8 ml