

0.5ml Non-coded Tube, 96-format, External Thread

capped, LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-0700-11 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-0700-11

711,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.5 ml