

0.9ml Non-coded Tube, 96-format, External Thread

uncapped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-1000-01 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-1000-01

263,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml