

## 0.9ml Non-coded Tube, 96-format, External Thread

HighBase rack

empty rack part number: 66-61002



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-1000-11 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-1000-11

**711,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** ohne Codierung

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Rack leer

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 0.9 ml