

0.9ml Non-coded Tube, 96-format, External Thread

capped, HighBase rack
with TubeLock



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-1000-12 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-1000-12

711,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml