

Reaktionsgefäße 0.5 ml, graduiert, farblos

mit Druckverschluss, 0.6 ml Maximalvolumen

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 710120 | Biozym

36,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduiert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, farblos

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen in Stufen von 0.1 ml
- Farbloses Polypropylen
- Mit flachem Deckel / Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle