


Cryo Rack 9x9, black, polycarbonate

for 1.5 ml and 1.9 ml External Thread Tubes



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-1801 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-1801

175,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Farbe: schwarz

Passend für Rackformat: Cryo Storage Rack

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 1.5 ml, 1.9 ml