

0.7ml Non-coded Tube, 96-format, Internal Thread

V-bottom, capped
HighBase rack, with TubeLock



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-32034-Y6-L | **Azenta** | Herstellernummer: 66-32034-Y6-L

711,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack, V-bottom

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.7 ml