

0.3ml Non-coded Tube, 96-format, Internal Thread

V-bottom, uncapped

LowBase rack, for use with Screw Cap Tubes,



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-32041 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-32041

263,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: LowBase Rack, V-bottom

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.3 ml