

0.3ml Non-coded Tube, 96-format, Internal Thread

V-bottom, capped, LowBase rack
with TubeLock, standard profile non-locking lid



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-32041-Y6-L | **Azenta** | Herstellernummer: 66-32041-Y6-L

711,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.3 ml