

0.9ml Non-coded Tube, 96-format, Internal Thread

uncapped, HighBase rack
with TubeLock, lid for Screw Caps and TPE Caps



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-32043-L | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-32043-L

263,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml