

0.9ml Non-coded Tube, 96-format, Internal Thread

capped, Gamma irradiated
HighBase rack



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-32043-Y6-GS | **Azenta** | Herstellernummer: 66-32043-Y6-GS

771,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml