

Rack, 96-format, HighBase, standard profile

non-locking lid, for 1.0 ml Tubes with Septum TPE
Caps/Screw Caps, 1.4 ml Tubes with Septum Caps



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-51001 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-51001

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 1.0 ml, 1.4 ml